

1º ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES E OUTRAS AVENÇAS**CONTRATO N.º : STR. 1.27.004852/2021****CÓDIGO DO CLIENTE : C04703-03****DATA DA EMISSÃO : 14/04/2022**

São Partes no presente instrumento particular:

INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS DA PAZ - HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.739.225/0018-66, com sede na Rua Teobaldo Gomes Torres, 510 – Centro, Ouricuri/PE – CEP: 56200-00 neste ato representada, nos termos do seu Contrato Social, pelo Representante Legal **Sra. Maria Luiza Mota da Silva**, doravante simplesmente denominada “COMPRADORA”.

SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.426.628/0001-33, com sede na Rua Venda da Esperança, Bairro Socorro, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04763-040, neste ato representada, nos termos do seu Contrato Social, pelo Representante Legal, doravante simplesmente denominada “SAMTRONIC”.

Em conjunto, doravante simplesmente denominadas “Partes”.Considerando que as Partes desejam aumentar o número de equipamentos cedidos pela SAMTRONIC à COMPRADORA:Isto posto, as Partes acima nomeadas e qualificadas resolvem celebrar o presente 1º Aditivo ao Contrato de fornecimento de produtos médico- hospitalares e outras avenças (“1º Aditivo”), que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:**I – DO AUMENTO DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS**

1.1. As Partes, em comum acordo, decidem formalizar o aumento de equipamentos cedidos a título de comodato. Dessa forma, a Cláusula 8.1.1. e 8.5. do Contrato Principal passará a vigorar com a seguinte redação:

8.1.1. Os Equipamentos serão instalados nos estabelecimentos especificados abaixo:

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS	LOCAL DE INSTALAÇÃO - ENDEREÇO
91 (noventa e um) Bombas de Infusão ST550T2 999,9 Português; 4 (quatro) Bombas de Infusão ST6000 Português; 120 (cento e vinte) Bombas de Infusão ICATU S INTELLI Português.	HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA Rua Teobaldo Gomes Torres, 510 – Centro, Ouricuri/PE – CEP: 56200-00.

8.5. Em caso de dano e/ou avaria por mau uso, perda, roubo, extravio ou destruição parcial ou total dos Equipamentos comodatados, a COMPRADORA ficará obrigada ao ressarcimento

do valor de R\$4.836,00 (quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais) por cada Equipamento ST550T2 999,9 Português, R\$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) por cada Equipamento ST6000 Português e R\$9.504,00 (nove mil, quinhentos e quatro reais) por cada Equipamento ICATU S INTELLI Português não devolvido à SAMTRONIC, conforme modelo descrito na nota fiscal a título de perdas e danos prefixados.

II – DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original.

Como alternativa à assinatura física, as Partes declaram e concordam que a assinatura poderá ser efetuada em formato eletrônico. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste 1º Aditivo, incluindo seus anexos, nos termos do art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes, por meio de certificados eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

E por estarem justas e contratadas, obrigam-se as Partes a cumprir o presente Instrumento, assinando-o na presença das duas testemunhas abaixo, em duas vias de igual teor.

São Paulo, 14 de abril de 2022.

SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Pedro Alexandre Barbosa Silveira

INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS DA PAZ - HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA

Maria Luiza Mota da Silva

Testemunhas:

1º)

Nome: Adriana Mattos Cavalcante

CPF: 290.166.378-85

E-mail: adriana.cavalcante@samtronic.com.br

2º)

Nome: Ana Caroline Ferreira de Farias

CPF: 090.776.234-42

E-mail: caroline.comercial@jmedhospitalar.com



Proposta Comercial
Anexo I - Relação dos Produtos
Quantidade mínima quadrimestral mínimo de compra
Tipo: Venda

Nº 046489
Data: 14/04/2022
Emitido por: jmed.medico

Código do Cliente:
C04703-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: R TEOBALDO GOMES TORRES 510
Cidade: OURICURI **Bairro:** CENTRO
Estado: PE **CEP:** 56200-000
C.N.P.J: 10.739.225/0018-66 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto:
30 DDL

Telefone: 81 -37192363
Contato: JMED

Forma de Pagto:
Boleto

Código do Vendedor:
D00033 - JMED MEDICO
HOSPITALAR LTDA

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
PB006370	BOMBA DE INFUSAO ICATU S INTELLI 3ED PORTUGUES	120,0000	0,0100	1,2000
EE700100	EQUIPO ICASET EI 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	400,0000	29,0000	11.600,0000
EE700200	EQUIPO ICASET EI 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	400,0000	30,0000	12.000,0000
EE700300	EQUIPO ICASET EI 0424 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	400,0000	32,0000	12.800,0000
EE703800	EQUIPO ICASET EI 0323 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	400,0000	29,0000	11.600,0000
EE700600	EQUIPO ICASET EI 0623 T000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	400,0000	29,0000	11.600,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

CLIENTE POSSUI 91 ST550T2 999,9 CIII PORTUGUES, 4 ST6000 PORTUGUES E SERAO ENVIADOS 120 ICATU S INTELLI. HORARIO ENTREGA DE SEG. A SEXT. DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 18:00

VALOR TOTAL
59.601,2000

FRETE: CIF

DESCRIPTIVO TÉCNICO:

icatu S intelli "3ª edição"

Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear da marca SAMTRONIC, modelo icatu S intelli (icatu S intelli "3ª edição"), de fabricação nacional, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável. Utiliza descartável dedicado Samtronic, ICASET® (PVC de diâmetro interno 3,0 mm ± 0,1 e diâmetro externo 4,2 mm ± 0,1 com dureza do PVC entre 90 Shore A), com trecho de silicone e utilização total de 72 horas. Sistema de propulsão peristáltico linear. Desvio da vazão com equipo padrão (equipo dedicado Samtronic família ICASET®) de ± 5% da vazão programada (típico). Possui seis tipos de programação de infusão: vazão, vazão x volume, tempo x volume, peso x concentração x dose (com opção de programação do bolus por volume ou por dose),

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Código do Cliente: C04703-03	DADOS DO CLIENTE	Condição de Pagto: 30 DDL	Telefone: 81 -37192363
	Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Endereço: R TEOBALDO GOMES TORRES 510 Cidade: OURICURI Bairro: CENTRO Estado: PE CEP: 56200-000 C.N.P.J: 10.739.225/0018-66 Inscrição Estadual:	Forma de Pagto: Boleto	Contato: JMED Código do Vendedor: D00033 - JMED MEDICO HOSPITALAR LTDA

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

CLIENTE POSSUI 91 ST550T2 999,9 CIII PORTUGUES, 4 ST6000 PORTUGUES E SERAO ENVIADOS 120 ICATU S INTELLI. HORARIO ENTREGA DE SEG. A SEXT. DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 18:00

VALOR TOTAL**59.601,2000****FRETE: CIF****DESCRIPTIVO TÉCNICO:**

sequencial e DERS (Sistema de Redução de Erro de Dose utilizando uma biblioteca inteligente personalizada). Vazão de 0,1 a 1200,0 mL/h programável a intervalos de 0,1 mL/h, controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 mL e tempo programável de 0,1 segundo a 999 horas e 59 minutos. Peso corpóreo máximo 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 mg/mL ou 0,01 a 999,99 µg/mL. Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 µg/kg/min. Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99 µg/kg/min ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,0 (desabilitado) a 10,0 mL/h, sendo o valor padrão de 5,0 mL/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1200,0 mL/h e Volume do Bolus ajustável de 0,5 a 40,0 mL. Possui as seguintes funções: Ajuste de data e hora, volume sonoro, bloqueio de teclado, dados da infusão anterior, log infusão, ajuste do display, senha do operador, biblioteca de drogas (179 drogas cadastradas e possibilidade de acrescentar 30 drogas CUSTOM), balanço hídrico, modo transporte (desabilita o sensor de gotas), ajuste de bolus, ajuste de oclusão, ajuste do sensor de gotas, ajuste do sensor de ar, pré-alarme de fim de infusão com tempo ajustável, volume do frasco, volume de purga, ajuste de KVO, titulação, zerar volume, detalhes da infusão, reconhecer alarme, reinicialização do alarme, versão da biblioteca DERS e relatórios DERS (modo DERS). Display com apresentação constante: vazão, barra de progresso da infusão, volume infundido, volume restante (VTBI), tempo restante da infusão, indicador de hora, indicador gráfico de carga da bateria, indicador gráfico de gotejamento real, indicador gráfico e numérico da pressão atual, indicador gráfico de bloqueio de teclado, indicador gráfico da escolha do equipo macro/micro e indicador gráfico DERS (apenas durante a programação/infusão em modo DERS). Possui teclas virtuais com funções rápidas que se alternam de acordo com a necessidade da etapa de programação/infusão, a opção "ajuda" esta disponível durante a escolha dos modos de programação, permitindo ao usuário entender o modo de programação selecionado, "voltar e próximo" está disponível durante a programação/infusão permitindo ao usuário voltar ao passo anterior ou passar a próxima página, "zerar volume" permite ao usuário zerar o valor do volume infundido durante a infusão e a função "Detalhes" está disponível durante a infusão (permitindo ao usuário a visualização de todas as informações sobre a programação realizada, o volume infundido e os quatro últimos volumes parciais registrados a partir da função zerar volume). Possui sensor de ar na linha ultrassônico ajustável em cinco níveis: imediato (para detecção de bolhas < 50 µL), 50 µL, 150 µL, 250 µL (valor default) e 500 µL. Possui sensor de pressão ajustável em três níveis: Alto (100 kPa), Médio (60 kPa – valor default) e Baixo (30 kPa). Pré-alarmes: bateria baixa (30 minutos antes do esgotamento total da bateria), fim da infusão e fim do volume do frasco. Alarmes visuais e sonoros: bateria crítica, oclusão, ar na linha, erro de mecanismo, frasco vazio, vazão livre, porta aberta, infusão

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 046489

Data: 14/04/2022

Emitido por: jmed.medico

Código do Cliente: C04703-03	DADOS DO CLIENTE	Condição de Pagto: 30 DDL	Telefone: 81 -37192363
	Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Endereço: R TEOBALDO GOMES TORRES 510 Cidade: OURICURI Bairro: CENTRO Estado: PE CEP: 56200-000 C.N.P.J: 10.739.225/0018-66 Inscrição Estadual:	Forma de Pagto: Boleto	Contato: JMED Código do Vendedor: D00033 - JMED MEDICO HOSPITALAR LTDA

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

CLIENTE POSSUI 91 ST550T2 999,9 CIII PORTUGUES, 4 ST6000 PORTUGUES E SERAO ENVIADOS 120 ICATU S INTELLI. HORARIO ENTREGA DE SEG. A SEXT. DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 18:00

VALOR TOTAL

59.601,2000

FRETE: CIF

DESCRIPTIVO TÉCNICO:

concluída, fim do volume do frasco, em KVO, infusão interrompida, em espera (stand by), modo enteral (sensor de ar na linha desligado), modo transporte (sensor de gotas desligado), balanço hídrico, desconecte o paciente (purga) e erro no corta-fluxo. Sinais de informação/atenção visuais e sonoros: Check-up inicial correto, erro no check-up inicial, fim do volume de frasco (volume desabilitado ou volume reiniciado), sensor de gotas desligado (seleção do modo transporte), infusão concluída, valor inválido (erro de programação), sentido da infusão, indução concluída, sem equipo, erro sensor de gotas, teclado bloqueado, valor abaixo do permitido (apenas modo DERS), valor abaixo do recomendado (apenas modo DERS), valor acima do recomendado (apenas modo DERS), valor acima do permitido (apenas modo DERS), "confirmar sair do Setor atual?" (apenas modo DERS), "Confirma titulação para dose de manutenção selecionada?" (apenas modo DERS), bolus não permitido nesta aplicação (apenas modo DERS), cabo USB deve ser desconectado (apenas modo DERS), erro de mídia (erro durante a instalação da biblioteca DERS ou exportação dos relatórios DERS), erro de arquivo (erro durante a instalação da biblioteca DERS ou exportação dos relatórios DERS), erro de biblioteca (erro durante a instalação da biblioteca DERS) e operação concluída (durante a instalação da biblioteca DERS ou exportação dos relatórios DERS). O limite de armazenamento de registros da bomba icatu S intelli (icatu S intelli "3ª edição") é de 8.000 registros, incluindo registros técnicos e de infusão (a quantidade de registros gravados varia com a quantidade de eventos utilizados). A bomba é fornecida com uma bateria recarregável de níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de no mínimo 5 horas, um cabo de alimentação e o manual do usuário no idioma português. Opcionalmente a bomba de infusão poderá se comunicar com o software SamLOG® II, possibilitando o download dos dados de infusão através da comunicação por uma porta USB-B (conectividade). Opcionalmente a bomba poderá se comunicar com os software computacional SamINTELLI® permitindo a atualização da biblioteca de drogas inteligente (biblioteca de drogas modo DERS) e a exportação de relatórios DERS contendo informações da programação/infusão dentro do modo DERS através da comunicação com um dispositivo pen-drive via porta USB-A. A bomba de infusão icatu S intelli (icatu S intelli "3ª edição") é um equipamento de pequeno porte, leve, com design inovador e teclado capacitivo de fácil manuseio e limpeza. Este modelo possui uma saída auxiliar para conexão elétrica que permite a interconexão e o empilhamento (em pedestal) recomendado de até 5 bombas de infusão icatu, marca Samtronic. O equipamento conta com um Menu Engenharia Clínica, acessado por senha, que permite a configuração personalizada pelo estabelecimento de ajustes como: ajuste do display, idioma, volume sonoro mínimo, configurações de senha de acesso, tempo de pré-alarme, configuração de parâmetros default (para sensibilidade/ajuste de sensores, vazão KVO, vazão e volume bolus, volume de purga e identificação da bomba), atualização da

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Código do Cliente: C04703-03	DADOS DO CLIENTE	Condição de Pagto: 30 DDL	Telefone: 81 -37192363 Contato: JMED
	Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Endereço: R TEOBALDO GOMES TORRES 510 Cidade: OURICURI Bairro: CENTRO Estado: PE CEP: 56200-000 C.N.P.J: 10.739.225/0018-66 Inscrição Estadual:	Forma de Pagto: Boleto	Código do Vendedor: D00033 - JMED MEDICO HOSPITALAR LTDA

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

CLIENTE POSSUI 91 ST550T2 999,9 CIII PORTUGUES, 4 ST6000 PORTUGUES E SERAO ENVIADOS 120 ICATU S INTELLI. HORARIO ENTREGA DE SEG. A SEXT. DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 18:00

VALOR TOTAL**59.601,2000****FRETE: CIF****DESCRIPTIVO TÉCNICO:**

biblioteca de drogas DERS, seleção dos modos de programação permitidos, exportar relatórios DERS e apagar relatórios DERS. Opera em 95 a 240 V~ e frequência de alimentação de 50/60 Hz. Potência máxima consumida 35 VA (1 equipamento) e 175 VA (5 equipamentos interconectados eletricamente). Possui saída para alimentação externa 9 – 12 V (DC). Proteção contra choques elétricos: Equipamento de classe II, e parte aplicada de tipo CF. Classificação contra penetração nociva de água: IPX2. Peso do equipamento 1,86 kg. Dimensões: 168,6 x 193,3 x 190,8 mm (H / L / P). Conectividade: USB-A, USB-B e Ethernet. Acessórios: cabo de alimentação externa, haste para soro, software SamLOG® II e software computacional SamINTELLI®.

Uso hospitalar e ambulatorial. Utilizada para infusões com equipo dedicado Samtronic família ICASET®.

Registro M.S. 10188530081

Equipo Icaset® EI 0421 0000

Equipo marca Samtronic desenvolvido para uso exclusivo em bombas de infusão peristáltica Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Comprimento total aproximado de 2,35 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 16,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm, entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC cristal, pinça rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto intermediário de silicone translúcido com trava mecânica, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data, tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bombas Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Utilização em terapia parenteral.

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Código do Cliente: C04703-03	DADOS DO CLIENTE	Condição de Pagto: 30 DDL	Telefone: 81 -37192363 Contato: JMED
	Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Endereço: R TEOBALDO GOMES TORRES 510 Cidade: OURICURI Bairro: CENTRO Estado: PE CEP: 56200-000 C.N.P.J: 10.739.225/0018-66 Inscrição Estadual:	Forma de Pagto: Boleto	Código do Vendedor: D00033 - JMED MEDICO HOSPITALAR LTDA

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

CLIENTE POSSUI 91 ST550T2 999,9 CIII PORTUGUES, 4 ST6000 PORTUGUES E SERAO ENVIADOS 120 ICATU S INTELLI. HORARIO ENTREGA DE SEG. A SEXT. DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 18:00

VALOR TOTAL**59.601,2000****FRETE: CIF****DESCRIPTIVO TÉCNICO:**

Registro M.S. 10188530058

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 206 3 (unitário)

2 789846373173 2 (caixa 50 unidades)

Equipo Icaset® EI 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bombas de infusão peristáltica Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Comprimento total aproximado de 2,35 metros ($\pm 10\%$), volume de prime de aproximadamente 16,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 μm , entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 μm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, pinça rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto intermediário de silicone translúcido com trava mecânica, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 μm . Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data, tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bombas Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 046489

Data: 14/04/2022

Emitido por: jmed.medico

Código do Cliente: C04703-03	DADOS DO CLIENTE	Condição de Pagto: 30 DDL	Telefone: 81 -37192363 Contato: JMED
	Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Endereço: R TEOBALDO GOMES TORRES 510 Cidade: OURICURI Bairro: CENTRO Estado: PE CEP: 56200-000 C.N.P.J.: 10.739.225/0018-66 Inscrição Estadual:	Forma de Pagto: Boleto	Código do Vendedor: D00033 - JMED MEDICO HOSPITALAR LTDA

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

CLIENTE POSSUI 91 ST550T2 999,9 CIII PORTUGUES, 4 ST6000 PORTUGUES E SERAO ENVIADOS 120 ICATU S INTELLI. HORARIO ENTREGA DE SEG. A SEXT. DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 18:00

VALOR TOTAL

59.601,2000

FRETE: CIF

DESCRIPTIVO TÉCNICO:

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 207 0 (unitário)

2 789846373174 9 (caixa 50 unidades)

Equipo Icaset® EI 0424 0000 – EE700300

Equipo / linha de infusão, marca Samtronic, para uso arterial, venoso, epidural e outros, projetado e fabricado para uso exclusivo em bombas de infusão peristáltica Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Comprimento total aproximado de 2,35 metros ($\pm 10\%$), volume de prime de aproximadamente 16,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 μm , entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 μm e tampa protetora, tubo de Poliuretano cristal, pinça rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto intermediário de silicone translúcido com trava mecânica, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 μm . Fabricado com material translúcido, atóxico, isento de PVC e plastificante DEHP, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data, tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bombas Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Utilização com soluções incompatíveis com PVC e/ou DEHP, em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530060

Opções Embalagem: 50 unidades

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 046489

Data: 14/04/2022

Emitido por: jmed.medico

Código do Cliente: C04703-03	DADOS DO CLIENTE	Condição de Pagto: 30 DDL	Telefone: 81 -37192363 Contato: JMED
	Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Endereço: R TEOBALDO GOMES TORRES 510 Cidade: OURICURI Bairro: CENTRO Estado: PE CEP: 56200-000 C.N.P.J: 10.739.225/0018-66 Inscrição Estadual:	Forma de Pagto: Boleto	Código do Vendedor: D00033 - JMED MEDICO HOSPITALAR LTDA

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA: CLIENTE POSSUI 91 ST550T2 999,9 CIII PORTUGUES, 4 ST6000 PORTUGUES E SERAO ENVIADOS 120 ICATU S INTELLI. HORARIO ENTREGA DE SEG. A SEXT. DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 18:00	VALOR TOTAL 59.601,2000
	FRETE: CIF

DESCRIPTIVO TÉCNICO:

Códigos de Barras: 789846373 208 7 (unitário)

2 789846373171 8 (caixa 50 unidades)

Equipo Icaset® EI 0323 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de nutrição enteral, desenvolvido para uso exclusivo em bombas de infusão peristáltica Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Comprimento total aproximado de 2,33 metros ($\pm 10\%$), volume de prime de aproximadamente 15,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 μm e tampa protetora, tubo de PVC roxo/lilás, pinça rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto intermediário de silicone translúcido com trava mecânica e conector de nutrição enteral com tampa com alça*. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data, tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido e fabricado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bombas Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Utilização em terapia enteral.

* desenvolvido de acordo com a norma internacional EN 1615 - Enteral feeding catheters and enteral giving sets for single use and their connectors - Design and testing.

Registro M.S. 10188530063

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 349 7 (unitário)

DATA DE EMISSAO: 14/04/2022	APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL: jmed.medico _____	DATA: ____ / ____ / ____
---------------------------------------	--	------------------------------------

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	Boleto.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Política de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

1º Aditivo - STR 1.27.004852.2021 - Instituto Social Medianeiras da Paz - Hospital Regional Fernando Bezerra.docx

Documento número #120bc5ef-1082-470b-b1a9-e1262ffd6ad0

Hash do documento original (SHA256): f401ca15b743f1f797e91afcbe06eb9411f9adc11b2fac25c3e57372e134bad9

Assinaturas

 **Ana Caroline Ferreira de Farias**

CPF: 090.776.234-42

Assinou como testemunha em 14 abr 2022 às 16:14:40

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

 **Maria Luiza Mota da Silva**

CPF: 556.490.095-20

Assinou como representante legal em 16 mai 2022 às 12:08:18

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

 **Adriana Mattos Cavalcante**

CPF: 290.166.378-85

Assinou como testemunha em 16 mai 2022 às 12:36:23

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

 **Pedro Alexandre Barbosa Silveira**

CPF: 367.402.728-32

Assinou como representante legal em 16 mai 2022 às 14:37:12

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Log

- 14 abr 2022, 14:48:07 Operador com email juliana.murta@samtronic.com.br na Conta 67aaa757-c5b7-46e4-ae1d-72e2a992e8d6 criou este documento número 120bc5ef-1082-470b-b1a9-e1262ffd6ad0. Data limite para assinatura do documento: 16 de maio de 2022 (23:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 14 abr 2022, 14:48:13 Operador com email juliana.murta@samtronic.com.br na Conta 67aaa757-c5b7-46e4-ae1d-72e2a992e8d6 adicionou à Lista de Assinatura: caroline.comercial@jmedhospitalar.com, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ana Caroline Ferreira de Farias e CPF 090.776.234-42.

-
- 14 abr 2022, 14:48:13 Operador com email juliana.murta@samtronic.com.br na Conta 67aaa757-c5b7-46e4-ae1d-72e2a992e8d6 adicionou à Lista de Assinatura: medialuz@hotmail.com, para assinar como representante legal, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Maria Luiza Mota da Silva.
- 14 abr 2022, 14:48:13 Operador com email juliana.murta@samtronic.com.br na Conta 67aaa757-c5b7-46e4-ae1d-72e2a992e8d6 adicionou à Lista de Assinatura: adriana.cavalcante@samtronic.com.br, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Adriana Mattos Cavalcante e CPF 290.166.378-85.
- 14 abr 2022, 14:48:13 Operador com email juliana.murta@samtronic.com.br na Conta 67aaa757-c5b7-46e4-ae1d-72e2a992e8d6 adicionou à Lista de Assinatura: pedro.silveira@samtronic.com.br, para assinar como representante legal, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Pedro Alexandre Barbosa Silveira e CPF 367.402.728-32.
- 14 abr 2022, 16:14:40 Ana Caroline Ferreira de Farias assinou como testemunha. Pontos de autenticação: email caroline.comercial@jmedhospitalar.com (via token). CPF informado: 090.776.234-42. IP: 177.37.235.130. Componente de assinatura versão 1.249.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 mai 2022, 08:13:54 Operador com email juliana.murta@samtronic.com.br na Conta 67aaa757-c5b7-46e4-ae1d-72e2a992e8d6 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 24 de maio de 2022 (23:59).
- 16 mai 2022, 12:08:18 Maria Luiza Mota da Silva assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email medialuz@hotmail.com (via token). CPF informado: 556.490.095-20. IP: 177.129.62.70. Componente de assinatura versão 1.271.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 mai 2022, 12:36:23 Adriana Mattos Cavalcante assinou como testemunha. Pontos de autenticação: email adriana.cavalcante@samtronic.com.br (via token). CPF informado: 290.166.378-85. IP: 177.189.37.104. Componente de assinatura versão 1.271.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 mai 2022, 14:37:12 Pedro Alexandre Barbosa Silveira assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email pedro.silveira@samtronic.com.br (via token). CPF informado: 367.402.728-32. IP: 189.109.218.250. Componente de assinatura versão 1.271.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 mai 2022, 14:37:13 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 120bc5ef-1082-470b-b1a9-e1262ffd6ad0.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 120bc5ef-1082-470b-b1a9-e1262ffd6ad0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
